

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-180355

(43)Date of publication of application : 02.07.2003

(51)Int.Cl.

C12N 15/09  
C12N 1/21  
C12P 13/06  
C12P 13/08  
C12P 13/14  
// (C12P 13/06  
C12R 1:15 )  
(C12P 13/08  
C12R 1:15 )  
(C12P 13/14  
C12R 1:15 )

(21)Application number : 11-189515

(71)Applicant : AJINOMOTO CO INC

(22)Date of filing : 02.07.1999

(72)Inventor : SUGIMOTO MASAKAZU  
ITO HISAO  
KURAHASHI OSAMU

## (54) METHOD FOR PRODUCING L-AMINO ACID

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing L-amino acids, such as L-lysine or L-glutamic acid, through a fermentation process which is more improved than ever, and to provide strains used for the method.

SOLUTION: This coryneform bacterium is obtained by introducing a gene which codes enolase into the coryneform bacterium having ability for producing the L-amino acids, such as the L-lysine or the L-glutamic acid, so that enolase activity of the bacterium is enhanced. Thus, the bacterium is improved in the ability for producing the L-amino acids. The bacterium is utilized in the method for producing the amino acids.

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2003-180355  
(P2003-180355A)

(43) 公開日 平成15年7月2日(2003.7.2)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード*(参考)
C 1 2 N 15/09	Z N A	C 1 2 N 1/21	4 B 0 2 4
1/21		C 1 2 P 13/06	C 4 B 0 6 4
C 1 2 P 13/06			D 4 B 0 6 5
		13/08	A
13/08			C
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 9 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願平11-189515

(22) 出願日 平成11年7月2日(1999.7.2)

(71) 出願人 000000066

味の素株式会社  
東京都中央区京橋1丁目15番1号

(72) 発明者 杉本 雅一

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1味の素  
株式会社発酵技術研究所内

(72) 発明者 伊藤 久生

神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1味の素  
株式会社発酵技術研究所内

(74) 代理人 100089244

弁理士 遠山 勉 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 L-アミノ酸の製造法

(57) 【要約】

【課題】 従来よりもさらに改良された発酵法によるL-リジン又はL-グルタミン酸等のL-アミノ酸の製造法、及びそれに用いる菌株を提供する。

【解決手段】 L-リジン又はL-グルタミン酸等のL-アミノ酸生産能を有するコリネ型細菌にエノラーゼをコードする遺伝子を導入し、エノラーゼ活性を増強することによって、これらのL-アミノ酸生産能を向上させる。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 細胞中のエノラーゼ活性が増強され、かつL-アミノ酸生産能を有するコリネ型細菌。

【請求項2】 前記L-アミノ酸が、L-リジン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-イソロイシン、L-セリンから選ばれる請求項1記載のコリネ型細菌。

【請求項3】 前記エノラーゼ活性の増強が、前記細菌細胞内のエノラーゼをコードする遺伝子のコピー数を高めることによるものである請求項1記載のコリネ型細菌。

【請求項4】 前記エノラーゼをコードする遺伝子がエシェリヒア属細菌由来である請求項3記載のコリネ型細菌。

【請求項5】 請求項1～4のいずれか一項に記載のコリネ型細菌を培地に培養し、該培養物中にL-アミノ酸を生成蓄積せしめ、該培養物からL-アミノ酸を採取することを特徴とするL-アミノ酸の製造法。

【請求項6】 前記L-アミノ酸が、L-リジン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-イソロイシン、L-セリンから選ばれる請求項5記載の方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発酵法によるL-アミノ酸の製造法、特にL-リジン及びL-グルタミン酸の製造法に関する。L-リジンは飼料添加物等として、L-グルタミン酸は調味料原料等として広く用いられている。

## 【0002】

【従来の技術】従来、L-リジン及びL-グルタミン酸等のL-アミノ酸は、これらのL-アミノ酸生産能を有するブレバクテリウム属やコリネバクテリウム属に属するコリネ型細菌を用いて発酵法により工業生産されている。これらのコリネ型細菌は、生産性を向上させるために、自然界から分離した菌株または該菌株の人工変異株が用いられている。

【0003】また、組換えDNA技術によりL-アミノ酸の生合成酵素を増強することによって、L-アミノ酸の生産能を増加させる種々の技術が開示されている。例えば、L-リジン生産能を有するコリネ型細菌において、L-リジン及びL-スレオニンによるフィードバック阻害が解除されたアスパルトキナーゼをコードする遺伝子（変異型lysC）、ジヒドロジピコリン酸レダクターゼ遺伝子（dapB）、ジヒドロジピコリン酸シンターゼ遺伝子（dapA）、ジアミノピメリン酸デカルボキシラーゼ遺伝子（lysA）遺伝子、及びジアミノピメリン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子（ddh）（W096/40934）、lysA及びddh（特開平9-322774号）、lysC、lysA及びホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子（ppc）（特開平10-165180号）、変異型lysC、dapB、dapA、lysA及びアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ遺伝子（aspC）

（特開平10-215883号）を導入することにより、同細菌のL-リジン生産能が向上することが知られている。

【0004】また、エシェリヒア属細菌においては、dapA、変異型lysC、dapB、ジアミノピメリン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子（ddh）（又はテトラヒドロジピコリン酸スクシニラーゼ遺伝子（dapD）及びスクシニルジアミノピメリン酸デアミナーゼ遺伝子（dapE））を順次増強するとL-リジン生産能が向上することが知られている（W095/16042）。尚、W095/16042ではテトラヒドロジピコリン酸スクシニラーゼがスクシニルジアミノピメリン酸トランスアミナーゼと誤記されている。一方、コリネバクテリウム属またはブレバクテリウム属細菌において、エシェリヒア・コリ又はコリネバクテリウム・グルタミクム由来のクエン酸シンターゼをコードする遺伝子の導入が、L-グルタミン酸生産能の増強に効果的であったことが報告されている（特公平7-121228号）。また、特開昭61-268185号公報には、コリネバクテリウム属細菌由来のグルタミン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子を含む組換え体DNAを保有した細胞が開示されている。さらに、特開昭63-214189号公報には、グルタミン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子、イソクエン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子、アコニット酸ヒドラターゼ遺伝子、及びクエン酸シンターゼ遺伝子を増強することによって、L-グルタミン酸の生産能を増加させる技術が開示されている。

【0005】しかし、エノラーゼをコードする遺伝子の構造はコリネ型細菌では報告されておらず、エノラーゼをコードする遺伝子をコリネ型細菌の育種に利用することも知られていない。

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来よりもさらに改良された発酵法によるL-リジン又はL-グルタミン酸等のL-アミノ酸の製造法、及びそれに用いる菌株を提供することを課題とする。

## 【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記課題を解決するために鋭意検討を行った結果、エノラーゼをコードする遺伝子をコリネ型細菌に導入し、エノラーゼ活性を増幅することにより、L-リジン又はL-グルタミン酸の生産量を増大させることができることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち本発明は、以下のとおりである。

【0007】（1）細胞中のエノラーゼ活性が増強され、かつL-アミノ酸生産能を有するコリネ型細菌。

（2）前記L-アミノ酸が、L-リジン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-イソロイシン、L-セリンから選ばれる（1）のコリネ型細菌。

（3）前記エノラーゼ活性の増強が、前記細菌細胞内のエノラーゼをコードする遺伝子のコピー数を高めることによるものである前記（1）のコリネ型細菌。

（4）前記エノラーゼをコードする遺伝子がエシェリヒア属細菌由来である（3）のコリネ型細菌。

(5) 前記(1)～(4)のいずれかのコリネ型細菌を培地に培養し、該培養物中にL-アミノ酸を生成蓄積せしめ、該培養物からL-アミノ酸を採取することを特徴とするL-アミノ酸の製造法。

(6) 前記L-アミノ酸が、L-リジン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-イソロイシン、L-セリンから選ばれる(5)の方法。

#### 【0008】

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。

#### 【0009】<1>本発明のコリネ型細菌

本発明のコリネ型細菌は、L-アミノ酸生産能を有し、細胞中のエノラーゼ活性が増強されたコリネ型細菌である。L-アミノ酸としては、L-リジン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-イソロイシン、L-セリン等が挙げられる。これらの中では、L-リジン及びL-グルタミン酸が好ましい。以下、本発明の実施の形態を、主としてL-リジン生産能又はL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌について説明するが、本発明\*

コリネバクテリウム・アセトアシドフィルム	ATCC13870
コリネバクテリウム・アセトグルタミクム	ATCC15806
コリネバクテリウム・カルナエ	ATCC15991
コリネバクテリウム・グルタミクム	ATCC13032
(プレバクテリウム・ディバリカタム)	ATCC14020
(プレバクテリウム・ラクトファーメンタム)	ATCC13869
(コリネバクテリウム・リリウム)	ATCC15990
(プレバクテリウム・フラバム)	ATCC14067
コリネバクテリウム・メラセコーラ	ATCC17965
プレバクテリウム・サッカロリディクム	ATCC14066
プレバクテリウム・インマリオフィルム	ATCC14068
プレバクテリウム・ロゼウム	ATCC13825
プレバクテリウム・チオゲニタリス	ATCC19240
ミクロバクテリウム・アンモニアフィラム	ATCC15354
コリネバクテリウム・サーモアミノゲネス	AJ12340(FERM BP-1539)

【0012】これらを手にするには、例えばアメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション(American Type Culture Collection、住所 12301 Parklawn Drive, Rockville, Maryland 20852, United States of America)より分譲を受けることができる。すなわち、各微生物ごとに対応する登録番号が付与されており、この登録番号を引用して分譲を受けることができる。各微生物に対応する登録番号はアメリカン・タイプ・カルチャー・コレクションのカatalogに記載されている。また、AJ12340株は、通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所(郵便番号305-8566日本国茨城県つくば市東一丁目1番3号)にブダペスト条約に基づいて寄託されている。

【0013】また、上記菌株以外にも、これらの菌株から誘導されたL-リジン又はL-グルタミン酸等のL-アミノ酸生産能を有する変異株等も、本発明に利用できる。この様な人工変異株としては次の様なものがある。S-(2-アミノエチル)-システイン(以下、「AE

\*は、目的とするL-アミノ酸固有の生合成系がエノラーゼよりも下流に位置するものについては同様に適用され得る。

【0010】本発明でいうコリネ型細菌としては、バーギーズ・マニュアル・オブ・デターミネイティブ・バクテリオロジー(Bergey's Manual of Determinative Bacteriology)第8版599頁(1974)に定義されている一群の微生物であり、好気性、グラム陽性、非抗酸性、孢子形成能を有しない桿菌であり、従来プレバクテリウム属に分類されていたが現在コリネバクテリウム属細菌として統合された細菌を含み(Int. J. Syst. Bacterio 1., 41, 255 (1981))、またコリネバクテリウム属と非常に近縁なプレバクテリウム属細菌及びミクロバテリウム属細菌を含む。L-リジン又はL-グルタミン酸の製造に好適に用いられるコリネ型細菌の菌株としては、例えば以下に示すものが挙げられる。

#### 【0011】

C」と略記する)耐性変異株(例えば、プレバクテリウム・ラクトファーメンタムAJ11082(NRRL B-11470)、特公昭56-1914号、特公昭56-1915号、特公昭57-14157号、特公昭57-14158号、特公昭57-30474号、特公昭58-10075号、特公昭59-4993号、特公昭61-35840号、特公昭62-24074号、特公昭62-36673号、特公平5-11958号、特公平7-112437号、特公平7-112438号参照)、その成長にL-ホモセリン等のアミノ酸を必要とする変異株(特公昭48-28078号、特公昭56-6499号)、AECに耐性を示し、更にL-ロイシン、L-ホモセリン、L-プロリン、L-セリン、L-アルギニン、L-アラニン、L-バリン等のアミノ酸を要求する変異株(米国特許第3708395号及び第3825472号)、DL- $\alpha$ -アミノ- $\epsilon$ -カプロラクタム、 $\alpha$ -アミノ- $\gamma$ -ラウリルラクタム、アスパラギン酸-アナログ、スルファ剤、キノイド、N-ラウロイルロイシンに耐性を示すL-リジン生産変異株、オキザロ酢酸炭酸酵素(デカルボキシラーゼ)または呼吸

系酵素阻害剤の耐性を示すL-リジン生産変異株(特開昭50-53588号、特開昭50-31093号、特開昭52-102498号、特開昭53-9394号、特開昭53-86089号、特開昭55-9783号、特開昭55-9759号、特開昭56-32995号、特開昭56-39778号、特公昭53-43591号、特公昭53-1833号)、イノシトールまたは酢酸を要求するL-リジン生産変異株(特開昭55-9784号、特開昭56-8692号)、フルオロピリン酸または34℃以上の温度に対して感受性を示すL-リジン生産変異株(特開昭55-9783号、特開昭53-86090号)、エチレングリコールに耐性を示し、L-リジンを生産するブレバクテリウム属またはコリネバクテリウム属の生産変異株(米国特許第4411997号)。

【0014】また、L-スレオニン生産能を有するコリネ型細菌としては、コリネバクテリウム・アセトアシドフィラム AJ12318 (FERM BP-1172)(米国特許第5,188,949号参照)等が、L-イソロイシン生産能を有するコリネ型細菌としてはブレバクテリウム・フラバム AJ12149 (FERM BP-759)(米国特許第4,656,135号参照)等が挙げられる。

【0015】<2>エノラーゼ活性の増幅  
コリネ型細菌細胞中のエノラーゼ活性を増幅するには、エノラーゼをコードする遺伝子断片を、該細菌で機能するベクター、好ましくはマルチコピー型のベクターと連結して組み換えDNAを作製し、これをL-リジン又はL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌に導入して形質転換すればよい。形質転換株の細胞内のエノラーゼをコードする遺伝子のコピー数が上昇する結果、エノラーゼ活性が増幅される。エノラーゼは、エシェリヒア・コリではeno遺伝子にコードされている。

【0016】エノラーゼ遺伝子は、コリネ型細菌の遺伝子を用いることも、エシェリヒア属細菌等の他の生物由来の遺伝子のいずれも使用することができる。エシェリヒア・コリのeno遺伝子の塩基配列は既に明らかにされている(Klein, M. et al., DNA Seq. 6, 315-355 (1996年), Genbank/EMBL/DBJ accetion No. X82400)ので、その塩基配列に基づいて作製したプライマー、例えば配列表配列番号1及び2に示すプライマーを用いて、エシェリヒア・コリ染色体DNAを鋳型とするPCR法(PCR: polymerase chain reaction; White, T.J. et al; Trends Genet. 5, 185(1989)参照)によって、eno遺伝子を取得することができる。コリネ型細菌等の他の微生物のエノラーゼをコードする遺伝子も、同様にして取得され得る。

【0017】染色体DNAは、DNA供与体である細菌から、例えば、斎藤、三浦の方法(H. Saito and K. Miura Biochem. Biophys. Acta, 72, 619 (1963)、生物工学実験書、日本生物工学会編、97~98頁、培風館、1992年参照)等により調製することができる。

【0018】PCR法により増幅されたエノラーゼをコードする遺伝子は、エシェリヒア・コリ及び/又はコリ

ネ型細菌の細胞内において自律複製可能なベクターDNAに接続して組換えDNAを調製し、これをエシェリヒア・コリ細胞に導入しておく、後の操作がしやすくなる。エシェリヒア・コリ細胞内において自律複製可能なベクターとしては、プラスミドベクターが好ましく、宿主の細胞内で自立複製可能なものが好ましく、例えばpUC19、pUC18、pBR322、pHSG299、pHSG399、pHSG398、RSF1010等が挙げられる。

【0019】コリネ型細菌の細胞内において自律複製可能なベクターとしては、pAM330(特開昭58-67699号公報参照)、pHM1519(特開昭58-77895号公報参照)等が挙げられる。また、これらのベクターからコリネ型細菌中でプラスミドを自律複製可能にする能力を持つDNA断片を取り出し、前記エシェリヒア・コリ用のベクターに挿入すると、エシェリヒア・コリ及びコリネ型細菌の両方で自律複製可能ないわゆるシャトルベクターとして使用することができる。このようなシャトルベクターとしては、以下のものが挙げられる。尚、それぞれのベクターを保持する微生物及び国際寄託機関の受託番号をここに示した。

pAJ655 エシェリヒア・コリAJ11882(FERM BP-136)  
コリネバクテリウム・ゲルマニシムSR8201(ATCC39135)  
pAJ1844 エシェリヒア・コリAJ11883(FERM BP-137)  
コリネバクテリウム・ゲルマニシムSR8202(ATCC39136)  
pAJ611 エシェリヒア・コリAJ11884(FERM BP-138)  
pAJ3148 コリネバクテリウム・ゲルマニシムSR8203(ATCC39137)  
pAJ440 パチルス・ズブチリスAJ11901(FERM BP-140)  
pHC4 エシェリヒア・コリAJ12617(FERM BP-3532)

【0020】エノラーゼをコードする遺伝子とコリネ型細菌で機能するベクターを連結して組み換えDNAを調製するには、エノラーゼをコードする遺伝子の末端に合うような制限酵素でベクターを切断する。連結は、T4 DNAリガーゼ等のリガーゼを用いて行うのが普通である。

【0021】上記のように調製した組み換えDNAをコリネ型細菌に導入するには、これまでに報告されている形質転換法に従って行えばよい。例えば、エシェリヒア・コリ K-12について報告されているような、受容菌細胞を塩化カルシウムで処理してDNAの透過性を増す方法(Mandel, M. and Higa, A., J. Mol. Biol., 53, 159 (1970))があり、パチルス・ズブチリスについて報告されているような、増殖段階の細胞からコンピテントセルを調製してDNAを導入する方法(Duncan, C.H., Wilson, G.A. and Young, F.E., Gene, 1, 153 (1977))がある。あるいは、パチルス・ズブチリス、放線菌類及び酵母について知られているような、DNA受容菌の細胞を、組換えDNAを容易に取り込むプロトプラストまたはスフェロプラストの状態にして組換えDNAをDNA受容菌に導入する方法(Chang, S. and Choen, S.N., Molec. Gen. Genet., 168, 111 (1979); Bibb, M.J., Ward, J.

M. and Hopwood, O.A., Nature, 274, 398 (1978); Hinnen, A., Hicks, J.B. and Fink, G.R., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 75 1929 (1978)) も応用できる。本発明の実施例で用いた形質転換の方法は、電気パルス法（特開平2-207791号公報参照）である。

【0022】エノラーゼをコードする活性の増幅は、エノラーゼをコードする遺伝子を上記宿主の染色体DNA上に多コピー存在させることによっても達成できる。コリネ型細菌に属する微生物の染色体DNA上にエノラーゼをコードする遺伝子を多コピーで導入するには、染色体DNA上に多コピー存在する配列を標的に利用して相同組換えにより行う。染色体DNA上に多コピー存在する配列としては、レベッティブDNA、転移因子の末端に存在するインバーティッド・リピートが利用できる。あるいは、特開平2-109985号公報に開示されているように、エノラーゼをコードする遺伝子をトランスポゾンに搭載してこれを転移させて染色体DNA上に多コピー導入することも可能である。いずれの方法によっても形質転換株内のエノラーゼをコードする遺伝子のコピー数が上昇する結果、エノラーゼ活性が増幅される。

【0023】エノラーゼ活性の増幅は、上記の遺伝子増幅による以外に、染色体DNA上又はプラスミド上のエノラーゼをコードする遺伝子のプロモーター等の発現調節配列を強力なものに置換することによっても達成される（特開平1-215280号公報参照）。たとえば、lacプロモーター、trpプロモーター、trcプロモーター、tacプロモーター、ラムダファージのP<sub>l</sub>プロモーター、P<sub>r</sub>プロモーター等が強力なプロモーターとして知られている。これらのプロモーターへの置換により、エノラーゼをコードする遺伝子の発現が強化されることによってエノラーゼ活性が増幅される。

【0024】また、本発明のコリネ型細菌は、エノラーゼ活性に加えて、他のアミノ酸生合成経路又は解糖系等の酵素遺伝子を強化することによって、それらの酵素活性が増強されてもよい。例えば、L-リジンの製造に利用可能な遺伝子の例としては、L-リジン及びL-スレオニンによる相乗的なフィードバック阻害が実質的に解除されたアスパルトキナーゼαサブユニット蛋白質又はβサブユニット蛋白質をコードする遺伝子（W094/25605国際公開パンフレット）、コリネホルム細菌由来の野生型ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ遺伝子（特開昭60-87788号公報）、コリネホルム細菌由来の野生型ジヒドロジピコリン酸合成酵素をコードする遺伝子（特公平6-55149号公報）等が知られている。

【0025】また、L-グルタミン酸の製造に利用可能な遺伝子の例としては、グルタミン酸デヒドロゲナーゼ（GDH、特開昭61-268185号）、グルタミンシンターゼ、グルタミン酸シンターゼ、イソクエン酸デヒドロゲナーゼ（特開昭62-166890号、特開昭63-214189号）、アコニット酸ヒドラターゼ

（特開昭62-294086号）、クエン酸シンターゼ、ピルビン酸カルボキシラーゼ（特開昭60-87788号、特開昭62-55089号）、ホスホエノールピルビン酸カルボキシラーゼ、ホスホエノールピルビン酸シンターゼ、エノラーゼ、ホスホグリセロムターゼ、ホスホグリセリン酸キナーゼ、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ、トリオースリン酸イソメラーゼ、フルトースビスリン酸アルドラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ（特開昭63-102692号）、グルコースリン酸イソメラーゼ等がある。

【0026】さらに、目的とするL-アミノ酸の生合成経路から分岐して同L-アミノ酸以外の化合物を生成する反応を触媒する酵素の活性が低下または欠損していてもよい。例えば、L-リジンの生合成経路から分岐してL-リジン以外の化合物を生成する反応を触媒する酵素としては、ホモセリンデヒドロゲナーゼがある（W095/23864参照）。また、L-グルタミン酸の生合成経路から分岐してL-グルタミン酸以外の化合物を生成する反応を触媒する酵素としては、α-ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ、イソクエン酸リアーゼ、リン酸アセチルトランスフェラーゼ、酢酸キナーゼ、アセトヒドロキシ酸シンターゼ、アセト乳酸シンターゼ、ギ酸アセチルトランスフェラーゼ、乳酸デヒドロゲナーゼ、グルタミン酸デカルボキシラーゼ、1-ピロリン酸デヒドロゲナーゼ、等がある。

【0027】さらに、L-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌に、界面活性剤等のビオチン作用抑制物質に対する温度感受性変異を付与することにより、過剰量のビオチンを含有する培地中にてビオチン作用抑制物質の非存在下でL-グルタミン酸を生産させることができる（W096/06180号参照）。このようなコリネ型細菌としては、W096/06180号に記載されているブレバクテリウム・ラクトファーマメンタムAJ13029が挙げられる。AJ13029株は、1994年9月2日付けで工業技術院生命工学工業技術研究所に、受託番号FERM P-14501として寄託され、1995年8月1日にブダペスト条約に基づく国際寄託に移管され、受託番号FERM BP-5189が付与されている。

【0028】また、L-リジン及びL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌に、ビオチン作用抑制物質に対する温度感受性変異を付与することにより、過剰量のビオチンを含有する培地中にてビオチン作用抑制物質の非存在下でL-リジン及びL-グルタミン酸を同時生産させることができる（W096/06180号参照）。このような菌株としては、W096/06180号に記載されているブレバクテリウム・ラクトファーマメンタムAJ12993株が挙げられる。同株は1994年6月3日付けで工業技術院生命工学工業技術研究所に、受託番号FERM P-14348で寄託され、1995年8月1日にブダペスト条約に基づく国際寄託に移管され、受託番号FERM BP-5188が付与されている。

## 【0029】＜3＞L-アミノ酸の生産

エノラーゼ活性が増幅され、かつ、L-アミノ酸生産能を有するコリネ型細菌を好適な培地で培養すれば、同L-アミノ酸が培地に蓄積する。例えば、エノラーゼ活性が増幅され、かつL-リジン酸生産能を有するコリネ型細菌を好適な培地で培養すれば、L-リジンが培地に蓄積する。また、エノラーゼ活性が増幅され、かつL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌を好適な培地で培養すれば、L-グルタミン酸が培地に蓄積する。

【0030】さらに、エノラーゼ活性が増幅され、かつL-リジン及びL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌を培地で培養すれば、L-リジン及びL-グルタミン酸が培地に蓄積する。L-リジンとL-グルタミン酸を同時に醗酵生産する場合には、L-リジン生産菌をL-グルタミン酸の生産条件下で培養してもよいし、あるいはL-リジン生産能を有するコリネ型細菌とL-グルタミン酸生産能を有するコリネ型細菌を混合培養してもよい（特開平5-3793号公報）。

【0031】本発明の微生物を用いてL-リジン又はL-グルタミン酸等のL-アミノ酸を製造するのに用いる培地は、炭素源、窒素源、無機イオン及び必要に応じその他の有機微量栄養素を含有する通常の培地である。炭素源としては、グルコース、ラクトース、ガラクトース、フラクトース、シュクロース、蔗糖蜜、澱粉加水分解物などの炭水化物、エタノールやイノシトールなどのアルコール類、酢酸、フマル酸、クエン酸、コハク酸等の有機酸類を用いることができる。

【0032】窒素源としては、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム、リン酸アンモニウム、酢酸アンモニウム等の無機アンモニウム塩、アンモニア、ペプトン、肉エキス、酵母エキス、酵母エキス、コーン・ステープ・リカー、大豆加水分解物などの有機窒素、アンモニアガス、アンモニア水等を用いることができる。

【0033】無機イオンとしては、リン酸カリウム、硫酸マグネシウム、鉄イオン、マンガンイオン等が少量添加される。有機微量栄養素としては、ビタミンB<sub>1</sub>などの要求物質または酵母エキス等を必要に応じ適量含有させることが望ましい。

【0034】培養は、振とう培養、通気攪拌培養等による好気的条件下で16～72時間実施するのがよく、培養温度は30℃～45℃に、培養中pHは5～9に制御する。尚、pH調整には無機あるいは有機の酸性あるいはアルカリ性物質、更にアンモニアガス等を使用することができる。

【0035】発酵液からのL-アミノ酸の採取は、通常のL-アミノ酸の製造法と同様にして行うことができる。例えば、L-リジンの採取は、通常イオン交換樹脂法、沈澱法その他の公知の方法を組み合わせることにより実施できる。また、L-グルタミン酸を採取する方法

も常法によって行えばよく、例えばイオン交換樹脂法、晶析法等によることができる。具体的には、L-グルタミン酸を陰イオン交換樹脂により吸着、分離させるか、または中和晶析させればよい。L-リジン及びL-グルタミン酸の両方を製造する場合、これらを混合物として用いる場合には、これらのアミノ酸を相互に分離することは不要である。

## 【0036】

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに具体的に説明する。

## 【0037】＜1＞エシェリヒア・コリJM109株のeno遺伝子のクローニング

エシェリヒア・コリのeno遺伝子の塩基配列は既に明らかにされている（Klein, M. et al., DNA Seq. 6, 315-355 (1996年), Genbank/EMBL/DBJ accition No.X82400）。報告されている塩基配列に基づいて配列表配列番号1及び2に示すプライマーを合成し、エシェリヒア・コリJM109株の染色体DNAを鋳型にしてPCR法によりピルビン酸デヒドロゲナーゼ遺伝子を増幅した。

【0038】合成したプライマーの内、配列番号1は、Genbank/EMBL/DBJ accition No. X82400に記載されているeno遺伝子の塩基配列の1番目から24番目の塩基に至る配列に相当し、配列番号2は、2089番目から2066番目の塩基に至る配列に相当する。

【0039】エシェリヒア・コリJM109株の染色体DNAの調製は常法によった（生物工学実験書、日本生物工学会編、97～98頁、培風館、1992年）。また、PCR反応は、PCR法最前線（関谷剛男ほか編、共立出版社、1989年）185頁に記載されている標準反応条件を用いた。

【0040】生成したPCR産物を常法により精製後、SmaIで切断したプラスミドpHC4と、ライゲーションキット（宝酒造社製）を用いて連結した後、エシェリヒア・コリJM109のコンピテントセル（宝酒造社製）を用いて形質転換を行い、クロラムフェニコール30μg/mlを含むL培地（バクトトリプトン10g/L、バクトイーストエキストラクト5g/L、NaCl 5g/L、寒天15g/L、pH7.2）に塗布し、一晚培養後、出現した白色のコロニーを釣り上げ、単コロニー分離し、形質転換株を得た。取得した形質転換体よりプラスミドを抽出し、ベクターにeno遺伝子が結合したプラスミドpHC4ppsを得た。

【0041】pHC4を保持するエシェリヒア・コリは、プライベートナンバーAJ12617と命名され、1991年4月24日に、通商産業省工業技術院生命工学工業技術研究所（郵便番号305-8566日本国茨城県つくば市東一丁目1番3号）に受託番号FERM P-12215として寄託され、1991年8月26日に、ブタペスト条約に基く国際寄託に移管され、受託番号FERM B P-3532が付与されている。

【0042】次に、クローニングされたDNA断片がエノラーゼ活性を有するタンパク質をコードしていることを確認するため、JM109株及び、pHC4<sub>eno</sub>を保持するJM109株のエノラーゼ活性をBucher, T., Meth. Enzymol. 1, 427-435(1955)に記載の方法により測定した。その結果、pHC4<sub>eno</sub>を保持するJM109株は、pHC4<sub>eno</sub>を保持しないJM109株の約15倍のエノラーゼ活性を示すことから、eno遺伝子が発現していることを確認した。

【0043】<2>コリネ型細菌のL-グルタミン酸生産株へのpHC4<sub>eno</sub>の導入とL-グルタミン酸生産ブレバクテリウム・ラクトファーマンタムAJ13029を電気パルス法（特開平2-207791号公報参照）によりプラスミドpHC4<sub>eno</sub>で形質転換し、得られた形質転換株を得た。得られた形質転換株AJ13029/pHC4<sub>eno</sub>を用いてL-グルタミン酸生産のための培養を以下に行った。5μg/mlのクロラムフェニコールを含むCM2Bプレート培地にて培養して得たAJ13029/pHC4<sub>eno</sub>株の菌体を、5μg/mlのクロラムフェニコールを含む下記組成を有するL-グルタミン酸生産培地に接種し、31.5℃にて振とう培養し、培地中の糖が消費されるまで振とう培養した。得られた培養物を、同じ組成の培地に5%量接種し、37℃にて培地中の糖が消費されるまで振とう培養した。コントロールとしてコリネバクテリウム属細菌AJ13029株に、既に取得されているコリネバクテリウム属細菌で自律複製可能なプラスミドpHC4を電気パルス法により形質転換した菌株を上記と同様にして培養した。

【0044】〔L-グルタミン酸生産培地〕下記成分（1L中）を溶解し、KOHでpH8.0に調製し、115℃で15分殺菌する。

グルコース	150g
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	2g
MgSO <sub>4</sub> ・7H <sub>2</sub> O	1.5g
FeSO <sub>4</sub> ・7H <sub>2</sub> O	15mg
MnSO <sub>4</sub> ・4H <sub>2</sub> O	15mg
大豆蛋白加水分解液	50ml
ビオチン	2mg
サイアミン塩酸塩	3mg

【0045】培養終了後、培養液中のL-グルタミン酸蓄積量を旭化成工業社製バイオテックアナライザーAS-210により測定した。このときの結果を表1に示した。

【0046】

【表1】

表1

菌 株	L-グルタミン酸生成量(g/L)
AJ13029/pHC4	20.9
AJ13029/pHC4 <sub>eno</sub>	23.4

【0047】<3>コリネ型細菌のL-リジン生産株へのpHC4<sub>eno</sub>の導入とL-リジン生産

ブレバクテリウム・ラクトファーマンタムAJ11082を電気パルス法（特開平2-207791号公報参照）によりプラスミドpHC4<sub>eno</sub>で形質転換し、得られた形質転換株を得た。得られた形質転換株AJ11082/pHC4<sub>eno</sub>を用いてL-リジン生産のための培養を以下に行った。5μg/mlのクロラムフェニコールを含むCM2Bプレート培地にて培養して得たAJ11082/pHC4<sub>eno</sub>株の菌体を、5μg/mlのクロラムフェニコールを含む下記組成のL-リジン生産培地に接種し、31.5℃にて培地中の糖が消費されるまで振とう培養した。コントロールとしてコリネバクテリウム属細菌AJ11082株に、既に取得されているコリネバクテリウム属細菌で自律複製可能なプラスミドpHC4を電気パルス法により形質転換した菌株を上記と同様にして培養した。

【0048】ブレバクテリウム・ラクトファーマンタムAJ11082は、1979年6月18日にアグリカルチュラル・リサーチ・サービス・カルチャー・コレクション（Agricultural Research Service Culture Collection）に国際寄託され、受託番号NRRL B-11470が付与されている。

【0049】〔L-リジン生産培地〕炭酸カルシウム以外の下記成分（1L中）を溶解し、KOHでpH8.0に調製し、115℃で15分殺菌した後、別に乾熱殺菌した炭酸カルシウムを50g加える。

グルコース	100 g
(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	55 g
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	1 g
MgSO <sub>4</sub> ・7H <sub>2</sub> O	1 g
ビオチン	500 μg
チアミン	2000 μg
FeSO <sub>4</sub> ・7H <sub>2</sub> O	0.01 g
MnSO <sub>4</sub> ・7H <sub>2</sub> O	0.01 g
ニコチンアミド	5 mg
蛋白質加水分解物（豆濃）	30 ml
炭酸カルシウム	50 g

【0050】培養終了後、培養液中のL-リジン蓄積量を旭化成工業社製バイオテックアナライザーAS-210により測定した。このときの結果を表2に示した。

【0051】

【表2】



表2

菌 株	L-リジン生成量(g/L)
AJ11082/pHC4	29.5
AJ11082/pHC4 <sub>eno</sub>	32.4

【0052】<4>コリネ型細菌のL-リジン及びL-グルタミン酸生産株へのpHC4<sub>eno</sub>の導入とL-リジン及びL-グルタミン酸同時生産  
ブレバクテリウム・ラクツファーマンタムAJ12993を電気パルス法（特開平2-207791号公報参照）によりプラスミドpHC4<sub>eno</sub>で形質転換し、得られた形質転換株を得た。得られた形質転換株AJ12993/pHC4<sub>eno</sub>を用いてL-リジン及びL-グルタミン酸生産のための培養を以下のように行った。5μg/mlのクロラムフェニコールを含む \*

表3

菌 株	L-リジン生成量(g/L)	L-グルタミン酸生成量(g/L)
AJ12993/pHC4	10.2	19.1
AJ12993/pHC4 <sub>eno</sub>	12.4	21.5

【0055】

※上させることができる。

【発明の効果】本発明により、コリネ型細菌のL-リジン又はL-グルタミン酸等のL-アミノ酸の生産能を向※

【0056】

【配列表】

Sequence Listing

【0057】

<110> 味の素株式会社(Ajinomoto Co., Inc.)  
 <120> L-アミノ酸の製造法  
 <130> P-6640  
 <141> 1999-07-02  
 <160> 2  
 <170> PatentIn Ver. 2.0

【0058】

<210> 1  
 <211> 24  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence  
 <220>  
 <223> Description of Artificial Sequence: primer for amplifying Esherichia coli eno gene  
 <400> 1  
 aactagtgc ttgaggaaaa ccta

【0059】

<210> 2  
 <211> 24  
 <212> DNA  
 <213> Artificial Sequence

\* CM2Bプレート培地にて培養して得たAJ12993/pHC4<sub>eno</sub>株の菌体を、5μg/mlのクロラムフェニコールを含む前記L-リジン生産培地に接種して31.5℃にて培養した。培養を開始してから12時間後に培養温度を34℃にシフトし、培地中の糖が消費されるまで振とう培養した。コントロールとしてコリネバクテリウム属細菌AJ12993株に、既に取得されているコリネバクテリウム属細菌で自律複製可能なプラスミドpHC4を電気パルス法により形質転換した菌株を上記と同様にして培養した。

10 【0053】培養終了後、培養液中のL-リジン及びL-グルタミン酸蓄積量を旭化成工業社製バイオテックアナライザーAS-210により測定した。このときの結果を表3に示した。

【0054】

【表3】

&lt;220&gt;

<223> Description of Artificial Sequence: primer for  
amplifying Esherichia coli eno gene

&lt;400&gt; 2

ttccaagtgc aaattgccgt atta

24

## フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 1 2 P 13/08		C 1 2 P 13/14	A
		13/06	
/(C 1 2 P 13/06		C 1 2 R 1:15	
C 1 2 R 1:15)		C 1 2 P 13/08	
(C 1 2 P 13/08		13/14	
C 1 2 R 1:15)		C 1 2 N 15/00	Z N A A
(C 1 2 P 13/14			
C 1 2 R 1:15)			

(72)発明者 倉橋 修  
神奈川県川崎市川崎区鈴木町1-1味の素  
株式会社発酵技術研究所内

F ターム(参考) 4B024 AA03 AA05 BA07 BA71 BA72  
BA74 CA03 CA20 DA06 DA10  
EA04 GA11 GA14 GA19  
4B064 AE19 AE25 CA02 CA19 CC01  
CC24 CD01 CD09 CD22 CD30  
DA10  
4B065 AA22X AA24X AA26X AA26Y  
AB01 AC14 AC15 AC16 BA02  
BA03 BA25 BB03 BB15 BB20  
BB27 BC01 BC02 BC03 BC26  
CA17 CA27 CA41 CA43